



LES INSTRUMENTS LABTECH INC.

Appareil Canadien normalisé de détermination de l'indice d'égouttage

Modèle 700-1



L'appareil est conçu pour offrir une mesure du rythme auquel une suspension diluée de pâte peut s'égoutter. L'égouttabilité de la pâte est un indicateur important du travail effectué sur la fibre lors de la trituration et du raffinage.

À PROPOS DE LABTECH

Les Instruments Labtech Inc. est un fabricant d'instruments utilisés pour l'évaluation des propriétés des pâtes et papiers afin de déterminer les caractéristiques et les qualités définitives du produit.

CONTACTER NOUS

Les instruments Labtech inc.
Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada
Téléphone : 1+ (450) 681-9286
Adresse e-mail : info@labtech.ca
Télécopieur : 450-681-2568



Caractéristiques

- Appareil mural autonome
- Plaque perforée étalonnée fournie avec l'appareil
- Inspecté et étalonné par FPInnovations
- Facile à utiliser
- Conforme aux normes TAPPI T-227, ATPPC C.1 et ISO 5267/2

Renseignements pour les commandes

Modèle : 700-1

Dimensions de l'instrument : 27,9 cm (11 po) x 27,9 cm (11 po) x 76,2 cm (30 po)

Poids : 27,7 kg (60 lb)

Dimensions à la livraison : 45,7 cm (18 po) x 114,3 cm (45 po) x 45,7 cm (18 po)

Poids à la livraison : 32,7 kg (72 lb)

Consommables



À PROPOS DE LABTECH

Les Instruments Labtech Inc. est un fabricant d'instruments utilisés pour l'évaluation des propriétés des pâtes et papiers afin de déterminer les caractéristiques et les qualités définitives du produit.

CONTACTER NOUS

Les instruments Labtech inc.
Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada
Téléphone : 1+ (450) 681-9286
Adresse e-mail : info@labtech.ca
Télécopieur : 450-681-2568