



**LES INSTRUMENTS LABTECH INC.**

# Désintégrateur à chaud Domtar

Modèle 800-1



Le désintégrateur à chaud Domtar élimine promptement et d'une manière sécuritaire les délais de traitement en faisant recirculer une suspension de pâte à une température élevée. La désintégration de la pulpe à haute température réduit les latences en éliminant les contraintes que présentent les fibres qui ont été désintégrées à des températures plus basses.

L'instrument peut être commandé avec un contenant en acier inoxydable de 3 litres ou de 7 litres. Le contenant de 3 litres accepte un échantillon de pâte d'un poids sec absolu maximal de 56 grammes, tandis que le contenant de 7 litres accepte un échantillon de pâte maximal de 136 grammes. Une cuve à eau chaude offerte en option permet une alimentation d'eau chaude continue pour les besoins du désintégrateur (95 °C).

## À PROPOS DE LABTECH

Les Instruments Labtech Inc. est un fabricant d'instruments utilisés pour l'évaluation des propriétés des pâtes et papiers afin de déterminer les caractéristiques et les qualités définitives du produit.

## CONTACTER NOUS

Les instruments Labtech inc.  
Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada  
Téléphone : 1+ (450) 681-9286  
Adresse e-mail : [info@labtech.ca](mailto:info@labtech.ca)  
Télécopieur : 450-681-2568



### **Caractéristiques**

- Construction en acier inoxydable
- Durée de désintégration : jusqu'à 87 % de moins que le modèle standard
- Commandes simples et arrêt automatique
- Couvercle de sécurité avec détecteurs
- Seau anti-éclaboussures
- Moteur de pompe centrifuge 240 L/min à 3450 tours/min
- Contenant en acier inoxydable de 3 litres ou de 7 litres
- Cuve d'eau chaude de 90 L ou de 180 L (offerte en option)
- Conforme aux normes TAPPI T-262 et ATPPC C.8



### **Renseignements pour les commandes**

Modèle : 800-1

Accessoires : Contenant 3 litres ou 7 litres

Option : Cuve d'eau chaude de 90 litres ou de 180 litres (220 V seulement)

Électricité : 110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz

Dimensions de l'instrument : 63,5 cm (25 po) x 76,2 cm (30 po) x 127 cm (50 po)

Poids : 95,5 kg (210 lb)

Dimensions à la livraison : 81,3 cm (32 po) x 76,2 cm (30 po) x 142,2 cm (56 po)

Poids à la livraison : 159,1 kg (350 lb)

### **Consommables**



## **À PROPOS DE LABTECH**

Les Instruments Labtech Inc. est un fabricant d'instruments utilisés pour l'évaluation des propriétés des pâtes et papiers afin de déterminer les caractéristiques et les qualités définitives du produit.

## **CONTACTER NOUS**

Les instruments Labtech inc.  
Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada  
Téléphone : 1+ (450) 681-9286  
Adresse e-mail : [info@labtech.ca](mailto:info@labtech.ca)  
Télécopieur : 450-681-2568