



Désintégrateur Standard

Modèle 500-1



La désintégration d'un échantillon de pâte est définie comme un traitement mécanique à l'eau faisant en sorte que les fibres entrelacées qui étaient libres dans la suspension de la pâte sont à nouveau séparées les unes des autres, sans changement sensible dans leurs propriétés structurales. Le désintégrateur standard Labtech comprend un bloc d'entraînement articulé avec une hélice et un arbre en acier inoxydable. La protection à dispositif de verrouillage permet une utilisation sécuritaire, et ce uniquement lorsque le contenant se trouve dans la position appropriée et lorsque la section supérieure est verrouillée et en place. Le contenant léger en polyuréthane fourni avec le désintégrateur ne subira pas d'enfoncements ou de fendillements s'il est échappé.

À PROPOS DE LABTECH

Les Instruments Labtech Inc. est un fabricant d'instruments utilisés pour l'évaluation des propriétés des pâtes et papiers afin de déterminer les caractéristiques et les qualités définitives du produit.

CONTACTER NOUS

Les instruments Labtech inc.
Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada
Téléphone : 1+ (450) 681-9286
Adresse e-mail : info@labtech.ca
Télécopieur : 450-681-2568



Caractéristiques

- Détecteur intégré pour la sécurité de l'opérateur
 - Détecteur de proximité du contenant
 - Détecteur de verrouillage du couvercle
- Contenant en polyuréthane ou en aluminium plaqué au Nickel
- Compteur numérique
- Fonctionnement à bouton-poussoir
- Fourni avec un gabarit pour mesure du pas de l'hélice
- Hélice et arbre en acier inoxydable
- Couvercle anti éclaboussures
- Arrêt automatique
- Conforme aux normes TAPPI T-205 et T-218, ATPPC C.4 et C.5, ainsi qu'à la norme ISO 5263
- Guide de centrage caoutchouté pour le contenant



Renseignements pour les commandes

Modèle : 500-1

Électricité : 110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz

Dimensions de l'instrument : 30,5 cm (12 po) x 53,3 cm (21 po) x 43,2 cm (17 po)

Poids : 27,3 kg (60 lb)

Dimensions à la livraison : 68,6 cm (27 po) x 43,2 cm (17 po) x 63,5 cm (25 po)

Poids à la livraison : 38,6kg (85 lb)

Consommables



À PROPOS DE LABTECH

Les Instruments Labtech Inc. est un fabricant d'instruments utilisés pour l'évaluation des propriétés des pâtes et papiers afin de déterminer les caractéristiques et les qualités définitives du produit.

CONTACTER NOUS

Les instruments Labtech inc.
Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada
Téléphone : 1+ (450) 681-9286
Adresse e-mail : info@labtech.ca
Télécopieur : 450-681-2568