



LES INSTRUMENTS LABTECH INC.

Sécheurs Rapides

Modèle SD24E et SD36D



Offerts en modèles de 61 cm (24 po) ou de 91,4 cm (36 po), les sécheurs rapides Labtech permettent le séchage rapide des éprouvettes après le pressage avant l'étape de l'évaluation. La chaleur distribuée uniformément de la surface de séchage réduit la teneur en eau des échantillons de papier. Surface en aluminium brossée et anodisée pour permettre une répartition uniforme de la chaleur ou surface en Teflon en option.

À PROPOS DE LABTECH

Les Instruments Labtech Inc. est un fabricant d'instruments utilisés pour l'évaluation des propriétés des pâtes et papiers afin de déterminer les caractéristiques et les qualités définitives du produit.

CONTACTER NOUS

Les instruments Labtech inc.
Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada
Téléphone : 1+ (450) 681-9286
Adresse e-mail : info@labtech.ca
Télécopieur : 450-681-2568



Caractéristiques

- Surface en aluminium Brossée et anodisée ou surface en Teflon
- Température maximum: 150° celcius
- Tampon de séchage en Nomex à haute durabilité
- Contrôleur de température numérique avec caractéristique de verrouillage de l'intervention de l'opérateur
- Boîtier de commande séparé situé sous le cadre pour permettre une durée de vie prolongée des composantes
- Éléments occupant toute la largeur de l'appareil pour permettre une dispersion uniforme de la chaleur
- Châssis isolé pour réduire les pertes de chaleur le long du périmètre
- Poignée large monobloc noire qui demeure froide
- Disponible avec une surface de séchage de 61 cm (24 po) x 35,6 cm (14 po) ou de 91,4 cm (36 po) x 35,6 cm (14 po)



Nous offrons également la remise à neuf d'anciens sècheurs rapides pour les remettre en conditions quasiment neuves avec des économies importantes Une nouvelle garantie est offerte pour tous les sècheurs rapides remis à neuf.

Renseignements pour les commandes

Modèle : SD24E ou SD36D

Électricité : 110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz

Dimensions et poids à la livraison :

- modèle 60 cm (24 po) : 114,3 cm (45 po) x 63,5 cm (25 po) x 50,8 cm (20 po), 38,6 kg (85 lb)
- modèle 90 cm (36 po) : 114,3 cm (45 po) x 63,5 cm (25 po) x 50,8 cm (20 po), 47,7 kg (105 lb)

À PROPOS DE LABTECH

Les Instruments Labtech Inc. est un fabricant d'instruments utilisés pour l'évaluation des propriétés des pâtes et papiers afin de déterminer les caractéristiques et les qualités définitives du produit.

CONTACTER NOUS

Les instruments Labtech inc.
Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada
Téléphone : 1+ (450) 681-9286
Adresse e-mail : info@labtech.ca
Télécopieur : 450-681-2568



LES INSTRUMENTS LABTECH INC.

Consommables



À PROPOS DE LABTECH

Les Instruments Labtech Inc. est un fabricant d'instruments utilisés pour l'évaluation des propriétés des pâtes et papiers afin de déterminer les caractéristiques et les qualités définitives du produit.

CONTACTER NOUS

Les instruments Labtech inc.
Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada
Téléphone : 1+ (450) 681-9286
Adresse e-mail : info@labtech.ca
Télécopieur : 450-681-2568