

Sécheur Rapide

Modèle SD24/SD36

Pour le séchage rapide des formettes

La plaque chauffante Labtech permet un séchage rapide des formettes après le pressage et avant leur évaluation ultérieure. Un système de séchage rapide pour les formettes facilite leur évaluation rapide. Sa construction robuste et sa source de chaleur stable contrôlée numériquement assurent une répartition uniforme de la chaleur. La chaleur uniformément répartie sur la surface de séchage réduit la teneur en humidité des échantillons de papier.

Un tampon en tissu Nomex respirant permet à l'humidité de s'échapper.

La température de la plaque chauffante est contrôlée numériquement dans une plage de 0 à 150°C (32 à 302 °F). La température réelle de la plaque est affichée sur un écran numérique.

Deux surfaces de séchage sont disponibles : aluminium anodisé ou aluminium revêtu de téflon pour faciliter le retrait des formettes.



Régulateur de température numérique



Modèle SD24/SD36

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Surface en aluminium anodisée ou enduit de Teflon anti-adhésif
- Séchage rapide des formettes
- Plage de température : 0 à 150 °C (32 à 302 °F)
- Tampon de séchage en Nomex à haute durabilité
- Contrôleur de température numérique
- Boîtier de commande séparé situé sous le cadre pour permettre une durée de vie prolongée des composantes
- Éléments chauffants occupant toute la largeur de l'appareil pour permettre une dispersion uniforme de la chaleur
- Châssis isolé pour réduire les pertes de chaleur
- Poignée large monobloc noire qui demeure fraîche
- Disponible avec une surface de séchage de 24 x 14.5 po (612 X 370 mm) ou de 36 x 14.5 po (915 x 370 mm)



Modèle avec surface de séchage de Téflon pour faciliter le retrait des formettes (option)

Spécifications Techniques

Modèle SD24, SD36

Méthodes d'essai normalisées

TAPPI T205, PAPTAC C.4

Raccordements

Électrique: 110-230V / 50-60Hz

Air comprimé: Non

Raccordement d'eau: Non

Options

Surface de séchage de Téflon

Dimensions

Modèle SD24: 630 x 457 x 200 mm

Modèle SD36: 935 x 457 x 200 mm

Poids

Modèle SD24: 28 kg

Modèle SD36: 37 kg



LabTech Instruments Inc.
1011 Autoroute Chomedey A13
Laval, QC, H7W 4V3, Canada