

Presse Standard Automatique

Pour le pressage des formettes

Modèle 400-1

En conjonction avec le désintégrateur et les formettes, la presse à feuilles automatique est conçue pour le pressage des formettes de laboratoire pour les compacter et poursuivre le processus d'enlèvement de l'eau avant le séchage. La presse accepte des formettes jusqu'à 159 mm de diamètre et effectue le pressage automatiquement pendant la durée sélectionnée à la pression standard. La procédure est répétée pour la seconde phase de pressage, les minuteries se réinitialisant automatiquement à la fin de chaque cycle.

La presse pour formette Labtech est conçue pour assurer la facilité d'utilisation et la précision. Elle est équipée d'un couvercle en aluminium léger, maintenu en position à l'aide de quatre écrous à serrage rapide. La procédure standard est ensuite suivie, la presse appliquant automatiquement la pression pendant la durée requise. Cela élimine la plupart des erreurs de l'opérateur, à condition d'utiliser des buvards appropriés. La presse est facile à utiliser et nécessite très peu d'entretien.



Modèle 400-1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Minuteries numériques individuelles programmables pour le premier pressage et pour le deuxième pressage
- Bouton-poussoir facile à utiliser pour activer la séquence de pressage automatique
- Fonctionnement pneumatique / Pression ajustable
- Tiges et écrous à action rapide en acier inoxydable permettant un montage facile et rapide
- Gabarit de centrage
- Conception à profile bas qui réduit l'écart de levage total nécessaire pour dégager les tiges
- Plaque légère permettant une installation et un enlèvement facile
- Grande poignée maniable pour l'installation et l'enlèvement de la plaque



Spécifications Techniques

Modèle 400-1

Méthodes d'essai normalisées

TAPPI T205, PAPTAC C.4, ISO 5269

Raccordements

Électrique: 110-230V / 50-60Hz

Air comprimé: 80 psi

Raccordement d'eau: Non

Options

Aucune

Dimensions

305 x 560 x 320 mm

Poids

29.5 kg



LabTech Instruments Inc.
1011 Autoroute Chomedey A13
Laval, QC, H7W 4V3, Canada